

## FERMA CODA MOD.SVIZZERO



FERMA CODA MOD.SVIZZERO

Valutazione: Nessuna valutazione

**Prezzo**

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione - il ferma coda viene utilizzato durante la mungitura per evitare che la coda dia fastidio all'operatore. Disponibile in 2 modelli: SA10210 che viene posizionato nella parte alta della coda bloccando il nervo. SA11359 viene posizionato intorno alla gamba posteriore pinzando la coda impedendone così il movimento